




MUND-NASENSCHUTZ RICHTIG ANLEGEN!



GIB VIREN NULL CHANCE!

So legen Sie einen Mund-Nasenschutz (MNS) richtig an

- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände sauber sind. Andernfalls gelangen Keime ins Gesicht.
- Falls ein Nasendraht vorhanden ist, drücken Sie diesen bitte an, damit der MNS rundherum möglichst dicht am Gesicht anliegt, aber nicht einengt.
- Der MNS muss gut sitzen, sonst bringen Sie bei einer Korrektur Keime ins Gesicht.
- Für Brillenträger gilt: Der MNS sitzt unter der Brille, soll jedoch oben gut abschließen, damit die Brille nicht beschlägt.

Den Mund-Nasenschutz abnehmen

- Damit keine Keime ins Gesicht gelangen, fassen Sie den MNS an den Ohrbügeln oder Bändern an und nehmen sie ihn nach vorne ab.
- Ihre Hände, die Bügel oder Bänder sowie andere Teile des MNS sollten das Gesicht nicht berühren.
- Einmal-Masken entsorgen Sie bitte direkt, am besten in einen geschlossenen Müllbehälter.
- Waschen Sie sich bitte abschließend Ihre Hände gründlich!

Den Mund-Nasenschutz reinigen

- Waschen Sie den MNS so schnell wie möglich, da sonst Schimmel entstehen kann.
- Wiederverwendbaren MNS geben Sie direkt nach Gebrauch in die Waschmaschine. Waschen Sie ihn bei mindestens 60 Grad, besser sind 95 Grad.
- Alternativ können Sie ihn in einem geschlossenen Kochtopf für fünf Minuten auskochen.
- Bis Sie den MNS reinigen können, bewahren Sie in am besten in einem Plastikbeutel auf.

Das Reinigen ist bereits nach kurzem Gebrauch notwendig!